


Wb、Elisa用抗Cdk5Rap2ポリクローナル抗体 - Q96Sn8

商品番号: CM0016405



前書き

CDK5RAP2 (Cep215)

を標的とするウサギポリクローナル抗体で、ウエスタンブロットおよびELISAアプリケーションに対応しています。ヒトと反応し、分子量は215

kDaです。中心小体制御および紡錘体配向の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

仕様	値
製品名	CDK5RAP2 ウサギpAb
別名	C48; MCPH3; Cep215; CDK5RAP2
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	55755
GeneID	55755
免疫原	ヒトCDK5RAP2 (NP_060719.4) のアミノ酸1744-1893に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q96SN8
タンパク質分子量	215kDa
発送方法	保冷剤