


Anti-Cdk5Rap3 (C53/Lzap)

ウサギポリクローナル抗体（Wb、If/Icc、Elisa用） - Q96Jb5

商品番号: CM0027852



前書き

組換え免疫原（アミノ酸1-300）を用いて作製された、CDK5RAP3 (C53/LZAP) ウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットの WB、IF/ICC、ELISAで検証済み。UFMylation、リボソームリサイクル、細胞周期制御の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CDK5RAP3 Rabbit pAb
備考/別名	C53; IC53; LZAP; HSF-27; MST016; PP1553; OK/SW-cl.114; CDK5RAP3
種	ヒト
GeneID (ヒト)	80279
GeneID	80279
免疫原	ヒトCDK5RAP3 (NP_788276.1) のアミノ酸1-300に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q96JB5
タンパク質分子量	57kDa
配送	氷袋