


WbおよびElisa用 抗Cdk6 ウサギモノクローナル抗体 - Q00534

商品番号: CM0002505



前書き

ヒトCDK6に対する高品質なウサギモノクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み、ヒトおよびラットに反応。細胞周期および分化研究に最適。37kDa。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CDK6 ウサギ mAb
備考/別名	MCPH12; PLSTIRE; CDK6
種	ヒト
GeneID (ヒト)	1021
免疫原	ヒトCDK6 (Q00534) のアミノ酸227-326に対応する合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、ラット
SWISS	Q00534
タンパク質分子量	37kDa
発送	保冷剤