


Wb、Ip、If/Icc、Elisa用 Anti-Cdk6 ウサギモノクローナル抗体 - Q00534

商品番号: CM0009042



前書き

ヒトCDK6（37 kDa）に特異的なウサギモノクローナル抗体。G1/S細胞周期移行の重要な制御因子です。WB、IP、IF/ICC、ELISAで検証済み。腫瘍学および細胞分化研究に有用です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CDK6 Rabbit mAb
備考/別名	MCPH12; PLSTIRE
種	ヒト
GeneID (ヒト)	1021
GeneID	1021
免疫原	ヒトCDK6（NP_001250.1）のアミノ酸227-326内の配列に対応する合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IP, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q00534
タンパク質分子量	37 kDa
配送	氷袋