


Wb、Ihc-P、If/Icc、Ip、Elisa用抗Cdk6ウサギポリクローナル抗体 - Q00534

商品番号: CM0013692



前書き

ヒトCDK6に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-

P、IF/ICC、IP、ELISAに適しています。マウスと交差反応します。約37

kDaのバンドを検出します。細胞周期制御およびがん研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CDK6 Rabbit pAb
備考/別名	MCPH12; PLSTIRE; CDK6
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	1021
遺伝子ID	1021
免疫原	ヒトCDK6のアミノ酸226～326 (NP_001250.1) に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、IF/ICC、IP、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q00534
タンパク質分子量	37kDa
配送	保冷バッグ