


抗Cdk6ウサギポリクローナル抗体（Wb用） - Q00534

商品番号: CM0014497



前書き

ヒト、マウス、ラットのWBで検証済みのCDK6ウサギpAb。細胞周期調節のキー因子であるサイクリン依存性キナーゼ6（37kDa）を標的とし、がん・細胞分化研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CDK6 Rabbit pAb
別名	MCPH12; PLSTIRE; CDK6
対象種	ヒト
GeneID	1021 (ヒト)
免疫原	ヒトCDK6 (NP_001250.1) のアミノ酸250-326番領域に対応する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
推奨アプリケーション	WB
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISSプロットID	Q00534
タンパク質分子量	37kDa
発送方法	氷袋梱包