

WbおよびElisa用Anti-Cdk8ウサギモノクローナル抗体 - P49336

商品番号: CM0011616



前書き

ヒトサイクリン依存性キナーゼ8（CDK8）を標的とするウサギモノクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済みで、マウスおよびラットと交差反応します。メディエーター複合体および転写制御の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CDK8 Rabbit mAb
備考/別名	K35; IDDHB; CDK8
種	ヒト
GeneID (ヒト)	1024
GeneID	1024
免疫原	ヒトCDK8（P49336）のアミノ酸1-100に相当する合成ペプチド。
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	マウス, ラット
SWISS	P49336
タンパク質分子量	53kDa
配送	氷袋