


Wb・Elisa用抗Cdk8ウサギモノクローナル抗体 - P49336

商品番号: CM0005382



前書き

ウエスタンブロットおよびELISAで検証済みの高特異性抗CDK8ウサギモノクローナル抗体です。メディエーター複合体の機能と転写制御研究に不可欠なキナーゼであるヒトおよびマウスCDK8を認識します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CDK8 ウサギmAb
備考・別名	CDK8; K35; サイクリン依存性キナーゼ8
対象種	ヒト
GeneID	1024
免疫原	ヒトCDK8（NP_001251.1）のアミノ酸364～464番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P49336
タンパク質分子量	53kDa
輸送方法	保冷剤