


ウエスタンブロット、Ihc-P、If/Icc、Ip、Elisa用 抗Cdk9ウサギモノクローナル抗体（Ko検証済み） - P50750

商品番号: CM0003075



前書き

KO検証済みウサギモノクローナル抗CDK9抗体は、ヒト、マウス、ラットのCDK9を検出します。ウエスタンブロット、IHC-

P、IF/ICC、IP、ELISAに適しています。転写および遺伝子発現研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KO検証済み] CDK9ウサギmAb
備考/別名	TAK; C-2k; CTK1; CDC2L4; PITALRE; K9
種	ヒト
GeneID (ヒト)	1025
GeneID	1025
免疫原	ヒトCDK9 (P50750) のアミノ酸273-372に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P50750
タンパク質分子量	43kDa
配送	保冷バッグ