

Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用抗Cdk9ウサギポリクローナル抗体 - P50750

商品番号: CM0013666



前書き

WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA用ヒトCDK9ウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのCDK9を検出します。転写調節および細胞周期研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CDK9ウサギpAb
備考／別名	TAK; C-2k; CTK1; CDC2L4; PITALRE; CDK9
種	ヒト
GeneID (ヒト)	1025
GeneID	1025
免疫原	組換えタンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P50750
タンパク質分子量	43kDa
輸送	保冷バッグ