

ウエスタンブロット、Elisa用 抗Cdkn1A ウサギ ポリクローナル抗体 - P39689

商品番号: CM0022230

前書き

ウエスタンブロットおよびELISA用に検証済みの高品質な抗CDKN1Aウサギポリクローナル抗体。マウスおよびラットのCDKN1A（p21）に反応し、重要な細胞周期抑制因子です。がん研究やDNA損傷研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CDKN1A ウサギ pAb
備考/別名	P21; CDKI; CIP1; SDI1; Waf1; mda6; CAP20; Cdkn1; p21WAF; p21Cip1; CDKN1A
種	マウス
GeneID (ヒト)	1026
GeneID	12575
免疫原	マウスCDKN1A（NP_031695.1）のアミノ酸1-159に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	P39689
タンパク質分子量	18kDa
発送	保冷バッグ