

Wb、Ihc-P、Elisa用抗Cdkn1A/P21Cip1ウサギモノクローナル抗体 - P38936

商品番号: CM0007224



前書き

ヒトCDKN1A/p21CIP1 (p21) に対するウサギモノクローナル抗体。ウエスタンブロット、免疫組織化学、ELISAでの使用が検証済み。18 kDaのバンドを検出し、細胞周期および腫瘍学研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CDKN1A/p21CIP1ウサギmAb
備考／別名	P21; CIP1; SDI1; WAF1; CAP20; CDKN1; MDA-6; p21CIP1; CDKN1A/p21CIP1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	1026
免疫原	ヒトCDKN1A/p21CIP1 (NP_000380.1) のアミノ酸1~164に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P38936
タンパク質分子量	18kDa
輸送	保冷バッグ