

Wb、Ip、If/Icc、Elisa用抗Cdkn1A/P21Cip1ウサギモノクローナル抗体 - P38936

商品番号: CM0012728



前書き

ヒトCDKN1A/p21CIP1に対するウサギモノクローナル抗体で、WB、IP、IF/ICC、ELISAでの使用が検証済みです。ヒトおよびマウスの標的を認識し、細胞周期およびDNA損傷の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KO検証済み] CDKN1A/p21CIP1 ウサギモノクローナル抗体
略称/別名	P21; CIP1; SDI1; WAF1; CAP20; CDKN1; MDA-6; p21CIP1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	1026
GeneID	1026
免疫原	組換えタンパク質 ヒトCDKN1A/p21CIP1 (NP_000380.1) のアミノ酸1-164番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
分類	モノクローナル抗体
用途	WB, IP, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P38936
タンパク質分子量	18kDa
輸送方法	保冷剤