

抗Cdkn1A/P21Cip1 ウサギポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用途） - P38936

商品番号: CM0015941



前書き

CDKN1A/p21CIP1に対する高品質なウサギポリクローナル抗体で、ウエスタンブロット、IHC、IF、ELISAに対応しています。ヒト、マウス、ラットで実証済みです。細胞周期およびDNA損傷応答の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CDKN1A/p21CIP1 ウサギpAb
備考/別名	P21; CIP1; SDI1; WAF1; CAP20; CDKN1; MDA-6; p21CIP1; CDKN1A/p21CIP1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	1026
GeneID	1026
免疫原	ヒトCDKN1A/p21CIP1 (NP_000380.1) のアミノ酸1-164番以内の配列に対応する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P38936
タンパク質分子量	18kDa
発送方法	保冷剤