

Wb、If/Icc、Ihc-P、Elisa測定用抗Cdkn1B/P27Kip1ポリクローナル抗体 - P46527

商品番号: CM0017717



前書き

ウサギ由来抗CDKN1B/p27KIP1ポリクローナル抗体です。WB、IF/ICC、IHC-P、ELISAでの使用が検証済みです。ヒト、マウス、ラットのタンパク質を検出します。細胞周期進行を制御するサイクリン依存性キナーゼ阻害因子であり、G1期停止に必須です。腫瘍抑制因子の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CDKN1B/p27KIP1 ウサギpAb
別名	KIP1; MEN4; CDKN4; MEN1B; P27KIP1; CDKN1B/p27KIP1
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	1027
GeneID	1027
免疫原	組換えタンパク質 ヒトCDKN1B/p27KIP1 (NP_004055.1) のアミノ酸1-198番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P46527
タンパク質分子量	22kDa
発送方法	保冷剤