


Anti-Cdkn1B/P27Kip1 ウサギポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、Elisa対応） - P46527

商品番号: CM0020067



前書き

ヒトCDKN1B/p27KIP1（P46527）を標的とする高品質なウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、ELISAで検証済み。マウスおよびラットとの交差反応性があります。細胞周期制御の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CDKN1B/p27KIP1 ウサギ pAb
備考/別名	KIP1; MEN4; CDKN4; MEN1B; P27KIP1; CDKN1B/p27KIP1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	1027
免疫原	ヒト CDKN1B/p27KIP1 (NP_004055.1) のアミノ酸1-198以内の配列に対応する合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P46527
タンパク質分子量	22kDa
配送	アイスバッグ