

Anti-Cdkn1C/P57 Kip2 ウサギモノクローナル抗体（Wb用） - P49918

商品番号: CM0005958

前書き

ヒトCDKN1C/p57
Kip2（サイクリン依存性キナーゼインヒビター1C、P49918）を標的とするウサギモノクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAで検証済みです。細胞周期停止、増殖、および腫瘍抑制の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CDKN1C/p57 Kip2 Rabbit mAb
備考/別名	BWS; WBS; p57; BWCR; KIP2; p57Kip2; CDKN1C/p57 Kip2
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	1028
遺伝子ID	1028
免疫原	合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P49918
タンパク質分子量	32kDa
配送	アイスパック