


Anti-Cdkn2A/P16Ink4A

ウサギモノクローナル抗体（Wb、If/Icc、Elisa対応） - P42771

商品番号: CM0003255



前書き

ヒトCDKN2A/p16INK4a (SWISS P42771) を標的とする高品質な[KOバリデート済]ウサギモノクローナル抗体です。WB、IF/ICC、ELISAでの使用が検証済みで、細胞周期および腫瘍抑制因子の研究用途に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KOバリデート済] CDKN2A/p16INK4a ウサギmAb
別名	ARF, MLM, P14, P16, P19, CMM2, INK4, MTS1, TP16, CDK4I, CDKN2, INK4A, MTS-1, P14ARF, P19ARF, P16INK4, P16INK4A, P16-INK4A, 4a
種	ヒト
GeneID	1029
免疫原	合成ペプチド免疫原。ヒトCDKN2A/p16INK4a (P42771) のアミノ酸57-156番領域の配列に対応する合成ペプチドです。
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P42771
タンパク質分子量	17 kDa
発送	保冷剤