


ウエスタンブロット、免疫蛍光、免疫組織化学（パラフィン切片）、Elisa用 Anti-Cdkn2A/P16Ink4A ウサギモノクローナル抗体 [Ko検証済み] - P42771 / Q8N726

商品番号: CM0011426



前書き

CDKN2A/p16INK4aに対する高特異性ウサギモノクローナル抗体で、ノックアウト（KO）確認用に検証済みです。ヒト試料におけるウエスタンブロット、免疫蛍光、免疫組織化学（パラフィン切片）、ELISAに適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KO検証済み] CDKN2A/p16INK4a ウサギmAb
備考/別名	ARF; MLM; P14; P16; P19; CMM2; INK4; MTS1; TP16; CDK4I; CDKN2; INK4A; MTS-1; P14ARF; P19ARF; P16INK4; P16INK4A; P16-INK4A
種	ヒト
GeneID (ヒト)	1029
GeneID	1029
免疫原	組換えタンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P42771/Q8N726
タンパク質分子量	8-17 kDa
発送	保冷バッグ