


Wb、Elisa用Anti-Cdkn2A/P19Arfウサギモノクローナル抗体 - Q64364

商品番号: CM0007493



前書き

CamelBioは、WBおよびELISAで検証済みの抗マウス CDKN2A/p19ARFウサギモノクローナル抗体を提供します。腫瘍抑制因子ARFを標的とし、細胞周期、アポトーシス、およびがん研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CDKN2A/p19ARF Rabbit mAb
備考/別名	Arf; p16; MTS1; Pctr1; p19ARF; p16INK4a; p19<ARF>; ARF-INK4a; INK4a-ARF; Ink4a/Arf; p16(INK4a); CDKN2A/p19ARF
種	マウス
GeneID (ヒト)	1029
GeneID	12578
免疫原	合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	マウス
SWISS	Q64364
タンパク質分子量	19KDa
配送	氷袋