

Anti-Cdkn2A/p19Arf Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, If/Icc, If-P, Elisa - Q64364-1

商品番号: CM0006188

前書き

マウスCDKN2A/p19ARF（p19ARF）に対するウサギモノクローナル抗体。WB、IF/ICC、IF-P、ELISA用。免疫原：アミノ酸1-100内の合成ペプチド。マウスと交差反応します。計算分子量：19 kDa。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CDKN2A/p19ARF Rabbit mAb
備考/別名	Arf; p16; MTS1; Pctr1; p19ARF; p16INK4a; p19<ARF>; ARF-INK4a; INK4a-ARF; Ink4a/Arf; p16(INK4a); CDKN2A/p19ARF
種	マウス
遺伝子ID (ヒト)	1029
遺伝子ID	12578
免疫原	合成ペプチド：マウスp19ARF（NP_034007.1）のアミノ酸1-100内の配列に対応する合成ペプチド。
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
交差反応性	マウス
SWISS	Q64364-1
タンパク質分子量	19 kDa
配送	氷袋