

Anti-Cdkn2B ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - P42772

商品番号: CM0026581

前書き

CDKN2B ウサギポリクローナル抗体 (P42772) はWBおよびELISAで検証済みで、ヒト、マウス、ラットと反応します。細胞周期および腫瘍抑制因子の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	CDKN2B ウサギ pAb
備考/別名	P15; MTS2; TP15; CDK4I; INK4B; p15INK4b; CDKN2B
種	ヒト
GeneID (ヒト)	1030
免疫原	ヒト CDKN2B (NP_004927.2) のアミノ酸 1-138 領域内の配列に対応する合成ペプチド。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P42772
タンパク質分子量	15kDa
配送	アイスパック