


Anti-Cdkn2C/p18-Ink4Cポリクローナル抗体（Wb、Elisa用）- P42773

商品番号: CM0016173



前書き

CDKN2C/p18-

INK4Cを標的とするウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAで検証済みです。この抗体は、CDK6/CDK4相互作用を介して細胞周期進行を調節するサイクリン依存性キナーゼインヒビターを認識します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CDKN2C/p18-INK4C Rabbit pAb
備考/別名	p18; INK4C; p18-INK4C; CDKN2C/p18-INK4C
種	ヒト
GeneID (ヒト)	1031
GeneID	1031
免疫原	ヒトCDKN2C/p18-INK4C (P42773) のアミノ酸1-168に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
ヒト、マウス	
SWISS	P42773
タンパク質分子量	18kDa
配送条件	アイスバッグ