


Anti-Cdkn2C/P18-Ink4C ポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa対応） - P42773

商品番号: CM0020641



前書き

CDKN2C/p18-

INK4Cに対する高品質ウサギポリクローナル抗体で、WB、IHC-

P、IF/ICC、ELISAでの検証が完了しています。ヒト、マウス、ラットのサンプルと交差反応します。細胞周期研究やがん研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CDKN2C/p18-INK4C Rabbit pAb
備考／別名	p18; INK4C; p18-INK4C; CDKN2C/p18-INK4C
種	ヒト
GeneID（ヒト）	1031
免疫原	ヒトCDKN2C/p18-INK4C（NP_523240.1）のアミノ酸1～168番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P42773
タンパク質分子量	18kDa
発送方法	保冷剤