


ウェスタンブロット用 抗Cdkn2C/p18-Ink4C ウサギモノクローナル抗体 - P42773

商品番号: CM0011179



前書き

CDKN2C/p18-

INK4Cに対するウサギモノクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットの標的を認識。細胞周期およびがん研究に最適。組換え免疫原、18 kDa。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KD検証済] CDKN2C/p18-INK4C ウサギmAb
備考/別名	p18; INK4C; p18-INK4C; 4C
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	1031
免疫原	ヒトCDKN2C/p18-INK4C (P42773) のアミノ酸1-120に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P42773
タンパク質分子量	18kDa
発送	保冷バッグ