


Wb、If/Icc、Elisa用 抗Cdkn2D ポリクローナル抗体 - P55273

商品番号: CM0028936



前書き

ヒトCDKN2D (p19-INK4d)
に対する高品質なウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAに使用可能。ヒトおよびマウスCDKN2Dと反応。細胞周期および腫瘍抑制研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CDKN2D ウサギ pAb
備考/別名	p19; INK4D; p19-INK4D; CDKN2D
種	ヒト
GeneID (ヒト)	1032
GeneID	1032
免疫原	ヒトCDKN2D (NP_001791.1) のアミノ酸1-166に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P55273
タンパク質分子量	18kDa
発送	保冷バッグ