

ウエスタンブロット、Elisa用抗Cdsnウサギポリクローナル抗体 - Q15517

商品番号: CM0015097

前書き

ウエスタンブロットおよびELISAで検証済みの高品質抗CDSNウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットと交差反応性を示します。表皮バリアおよび皮膚研究に。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CDSN Rabbit pAb
備考/別名	PSS; HTSS; PSSI; HTSSI; HYPT2; CDSN
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	1041
遺伝子ID	1041
免疫原	合成ペプチド ヒトCDSN (NP_001255.3) のアミノ酸100-200領域内の配列に対応する合成ペプチド。
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q15517
タンパク質分子量	52kDa
輸送方法	氷袋