

Anti-Cdx1 Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, Elisa - P47902

商品番号: CM0012710



前書き

WBおよびELISA用に検証されたCdx1モノクローナル抗体。ヒトCdx1（28kDa）を認識し、大腸がんおよび腸管分化に関与する転写因子です。がん研究およびエピジェネティクス研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Cdx1 Rabbit mAb
種	ヒト
GeneID (ヒト)	1044
GeneID	1044
免疫原	合成ペプチド ヒトCdx1 (P47902) のアミノ酸1-100内の配列に対応する合成ペプチド。
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P47902
タンパク質分子量	28kDa
配送	氷袋