

WbおよびElisa用 抗Cdx2ウサギモノクローナル抗体 - Q99626

商品番号: CM0003450



前書き

ヒトCDX2 (Q99626)

を標的とした高性能ウサギモノクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAで検証済み。マウスCDX2との交差反応性あり。腸管上皮研究、大腸癌研究、転写制御解析に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KD検証済] CDX2 ウサギ mAb
備考/別名	CDX3; CDX-3; CDX2/AS; X2
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	1045
遺伝子ID	1045
免疫原	ヒトCDX2 (Q99626) のアミノ酸1-100に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリ	モノクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q99626
タンパク質分子量	34kDa
発送	保冷バッグ