

Wb、Ip、If-P、Ihc-P、Elisa用 抗Cdx2 ウサギモノクローナル抗体 - Q99626

商品番号: CM0002453



前書き

WB、IP、IF-P、IHC-P、ELISAで検証された高品質な抗CDX2ウサギモノクローナル抗体。腸管の発生と分化における重要なホメオボックス転写因子である、ヒト、マウス、ラットのCDX2を認識します。腸管生物学および腫瘍学研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KD検証済] CDX2 ウサギ mAb
備考/別名	CDX3; CDX-3; CDX2/AS; X2
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	1045
遺伝子ID	1045
免疫原	ヒトCDX2 (Q99626)のアミノ酸1-100に対応する合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB, IP, IF-P, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q99626
タンパク質分子量	34kDa
発送	保冷バッグ