

抗Cdx4ポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - O14627

商品番号: CM0026259

前書き

ヒトCDX4に対するウサギポリクローナル抗体で、WBおよびELISAでの適合性が確認されており、マウスとも交差反応します。発生過程における転写調節におけるホメオボックスタンパク質の機能研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CDX4 Rabbit pAb
備考／別名	CDX4
対象種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	1046
遺伝子ID	1046
免疫原	ヒトCDX4（NP_005184.1）のアミノ酸1-170番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	ウェスタンブロット（WB）、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	O14627
タンパク質分子量	30kDa
輸送方法	保冷剤