


Wb、Elisa用抗Cdy1Bポリクローナル抗体 - Q9Y6F8

商品番号: CM0016053



前書き

ヒトCDY1Bを標的とするウサギポリクローナル抗体で、ウェスタンブロットおよびELISAに適しています。ヒストンアセチルトランスフェラーゼ活性を有する精巣特異的クロマチン修飾因子を検出し、マウスおよびラットと交差反応します。精子形成およびエピジェネティクス研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CDY1BウサギpAb
備考／別名	CDY ; CDY1B
生物種	ヒト
GeneID	253175
免疫原	ヒトCDY1B (NP_001003895.1) のアミノ酸60～320に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB、ELISA
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	Q9Y6F8
タンパク質分子量	60 kDa
配送	保冷バッグ