

Anti-Cdyl2 ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q8N8U2

商品番号: CM0031091



前書き

Chromodomain Y-like protein 2 (CDYL2/PCCP1)
特異的な高品質なウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAに適しており、ヒト、マウス、ラットと交差反応します。核タンパク質およびエピジェネティクス研究をサポートします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CDYL2 ウサギ pAb
備考/別名	PCCY1; CDYL2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	124359
GeneID	124359
免疫原	ヒト CDYL2 (NP_689555.2) のアミノ酸 60-230 に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q8N8U2
タンパク質分子量	57kDa
配送	アイスパック