

Anti-Ceacam5 (Cea/Cd66E) ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - P06731

商品番号: CM0018146



前書き

WBおよびELISAで検証済みの高品質CEACAM5ウサギポリクローナル抗体。ヒト癌胎児性抗原（CEA/CD 66e、約77 kDa）を認識。大腸癌研究および診断開発に理想的。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	CEACAM5 ウサギ pAb
備考/別名	CEA; CD66e; CEACAM5
種	ヒト
GeneID (ヒト)	1048
GeneID	1048
免疫原	ヒトCEACAM5 (NP_001278413.1) のアミノ酸35-685に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P06731
タンパク質重量	77 kDa
発送	保冷バッグ