

Wb、Ihc-P、Elisa用 抗Ceacam5 モノクローナル抗体 - P06731

商品番号: CM0002657



前書き

WB、IHC-

P、ELISA用にバリデートされた高品質なマウス抗ヒトCEACAM5モノクローナル抗体。組換え免疫原（アミノ酸35-

685）。CEA/CD66eを認識。がん研究、細胞接着研究、アッセイ開発に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CEACAM5 マウス mAb
備考/別名	CEA; CD66e; CEACAM5
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	1048
遺伝子ID	1048
免疫原	ヒトCEACAM5のアミノ酸35-685を含む組換え融合タンパク質
由来	マウス
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P06731
タンパク質分子量	77 kDa
発送	保冷バッグ