

Wb、Elisa用抗Ceacam5ポリクローナル抗体 - P06731

商品番号: CM0017060



前書き

ヒトCEACAM5（CEA、CD66e）を標的とするウサギポリクローナル抗体です。WBおよびELISAでの使用が検証済みで、マウスと交差反応します。細胞接着、腫瘍進行、大腸がん研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CEACAM5 ウサギpAb
備考／別名	CEA; CD66e; CEACAM5
対象種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	1048
免疫原	ヒトCEACAM5（P06731）のアミノ酸1-702番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P06731
タンパク質分子量	77kDa
発送方法	保冷剤同梱