

## Wb、Ihc-P、Elisa用 抗Ceacam5 ウサギモノクローナル抗体 - P06731

商品番号: CM0005188



## 前書き

ヒトCEACAM5（CEA/CD66e）に対するウサギモノクローナル抗体。ウェスタンブロット、パラフィン切片IHC、ELISAで検証済み。細胞外ドメインにまたがる組換え免疫原。細胞接着、腫瘍進行、大腸癌の研究に最適。ヒトに反応。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ       | 値                                                      |
|-------------|--------------------------------------------------------|
| 製品名         | CEACAM5 ウサギmAb                                         |
| 備考/別名       | CEA; CD66e; CEACAM5                                    |
| 種           | ヒト                                                     |
| GeneID (ヒト) | 1048                                                   |
| GeneID      | 1048                                                   |
| 免疫原         | ヒトCEACAM5（NP_004354.3）のアミノ酸35-685に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。 |
| 由来          | ウサギ                                                    |
| カテゴリ        | モノクローナル抗体                                              |
| 適用          | WB、IHC-P、ELISA                                         |
| 交差反応性       | ヒト                                                     |
| SWISS       | P06731                                                 |
| タンパク質重量     | 77kDa                                                  |
| 発送          | 保冷バッグ                                                  |