

Anti-Ceacam5/Cd66E Rabbit Monoclonal Antibody () For Flow Cytometry - P06731

商品番号: CM0012599



前書き

フローサイトメトリー用結合ウサギ抗ヒト
CEACAM5/CD66e (CEA)
モノクローナル抗体。細胞接着および腫瘍進行に関与
する76 kDaの糖タンパク質を検出します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Rabbit anti-Human CEACAM5/CD66e mAb
備考/別名	CEACAM5; CD66e; CEA; carcinoembryonic antigen-related cell adhesion molecule 5
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	1048
免疫原	組換えタンパク質 ヒト CEACAM5/CD66e (NP_004354.3) のアミノ酸35-685に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	P06731
タンパク質分子量	76kDa
配送	アイスバッグ