


Wb、Elisa用抗Ceacam6モノクローナル抗体 - P40199

商品番号: CM0003990



前書き

ヒトCEACAM6 (CD66c)
に対するウサギモノクローナル抗体（WB、ELISA用）
。組換え免疫原（アミノ酸35-320）は、腫瘍進行や好中球相互作用に
関与するこの37kDa細胞接着タンパク質を標的とします。
Swiss-Prot: P40199。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CEACAM6 ウサギ mAb
備考/別名	NCA; CEAL; CD66c; CEACAM6
種	ヒト
遺伝子ID	4680 (ヒト)
免疫原	ヒトCEACAM6 (NP_002474.4) のアミノ酸35-320を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P40199
タンパク質分子量	37kDa
発送	保冷バッグ