

Wb、If-P、Elisa用抗Ceacam6モノクローナル抗体 - P40199

商品番号: CM0011333



前書き

ヒトCEACAM6（CD66c）に対するウサギモノクローナル抗体で、WB、IF-

P、ELISAでの使用が検証済みです。マウスおよびラットと交差反応します。細胞接着、腫瘍進行、好中球の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CEACAM6 ウサギmAb
備考/別名	NCA; CEAL; CD66c; CEACAM6
種	ヒト
GeneID (ヒト)	4680
GeneID	4680
免疫原	ヒトCEACAM6（P40199）のアミノ酸200～300番の配列に対応する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB, IF-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P40199
タンパク質分子量	37kDa
輸送方法	氷袋