

Anti-Ceacam6ポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - P40199

商品番号: CM0026644



前書き

ヒトCEACAM6を標的とするウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み。ヒトおよびマウスCEACAM6を認識し、細胞接着および腫瘍進行の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CEACAM6 Rabbit pAb
備考/別名	NCA; CEAL; CD66c; CEACAM6
種	ヒト
GeneID (ヒト)	4680
GeneID	4680
免疫原	ヒトCEACAM6 (NP_002474.4) のアミノ酸35-320に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト, マウス
SWISS	P40199
タンパク質分子量	37kDa
配送	アイスバッグ