

抗Cebpデルタ/Cebpd モノクローナル抗体（Wb、Elisa用） - P49716

商品番号: CM0002205

前書き

ウサギモノクローナルCEBPD抗体で、ウエスタンブロットおよびELISAでの使用が検証済みです。ヒトおよびマウスと交差反応します。免疫・炎症性遺伝子制御の研究に適しています。予測分子量は28 kDaです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CEBPデルタ/CEBPD ウサギmAb
備考/別名	CELF; CRP3; C/EBP-delta; NF-IL6-beta; CEBP Delta/CEBPD
生物種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	1052
遺伝子ID	1052
免疫原	合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリ	モノクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P49716
タンパク質分子量	28kDa
発送方法	氷袋梱包