

抗Cebpデルタ/Cebpd ポリクローナル抗体（Wb、Elisa用途） - P49716

商品番号: CM0018269

前書き

ヒトCEBPデルタ/CEBPDタンパク質を標的とするウサギ由来ポリクローナル抗体で、WBおよびELISAアプリケーションに適しています。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。免疫原：合成ペプチド（アミノ酸残基50-150）。免疫応答や分化における転写因子C/EBP-デルタの研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

仕様	詳細
製品名	CEBPデルタ/CEBPD ウサギpAb
備考/別名	CELF; CRP3; C/EBP-デルタ; NF-IL6-β; CEBPデルタ/CEBPD
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	1052
遺伝子ID	1052
免疫原	ヒトCEBPデルタ/CEBPD (NP_005186.2) のアミノ酸50-150の領域に対応する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P49716
タンパク質分子量	28kDa
発送	保冷剤