

Anti-Cebp Delta/Cebpd ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - P49716

商品番号: CM0018571

前書き

ヒトCEBP Delta/CEBPD (P49716)
を標的とするウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済みで、マウスとの交差反応性があります。免疫および炎症反応における転写制御の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CEBP Delta/CEBPD ウサギ pAb
備考/別名	CELF; CRP3; C/EBP-delta; NF-IL6-beta; CEBP Delta/CEBPD
種	ヒト
GeneID (ヒト)	1052
免疫原	ヒトCEBP Delta/CEBPD (NP_005186.2) のアミノ酸50-150以内の配列に対応する合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	マウス
SWISS	P49716
タンパク質分子量	28kDa
配送方法	アイスバッグ