


Wb、Elisa用抗C/Ebpaポリクローナル抗体 - P49715

商品番号: CM0023518



前書き

C/EBPα

(CEBPA)に対する特異的なウサギ由来ポリクローナル抗体で、WBおよびELISAでの検証が完了しています。マウスと交差反応します。骨髄分化、脂肪形成、肝機能の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	C/EBPα ウサギ pAb
備考/別名	CEBP; C/EBP-α; C/EBPα
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	1050
GeneID	1050
免疫原	合成ペプチド ヒトC/EBPα(NP_004355.2)のアミノ酸150～250領域内の配列に対応する合成ペプチド。
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	マウス
SWISS	P49715
タンパク質分子量	38kDa
発送方法	保冷剤