


Cebpaに対するウサギポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、Elisa用） - P49715

商品番号: CM0016492



前書き

ヒトCEBPA（C/EBP- α ）を標的とする高品質なウサギポリクローナル抗体です。ウエスタンブロット（WB）、免疫組織化学（IHC-P）、ELISAでの使用が検証済みです。ヒト、マウス、ラットと反応し、骨髄分化、脂肪形成、肝臓形成における転写因子機能の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CEBPA Rabbit pAb
備考/別名	CEBP; C/EBP-alpha; CEBPA
対象種	ヒト
GeneID（ヒト）	1050
GeneID	1050
免疫原	ヒトCEBPA（NP_004355.2）のアミノ酸111～180番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P49715
タンパク質分子量	38kDa
発送方法	保冷剤