

Wb用抗C/Ebpbモノクローナル抗体 - P17676

商品番号: CM0003794



前書き

ウェスタンブロッティングおよびELISA用のC/EBPBウサギモノクローナル抗体です。免疫・炎症応答、脂肪形成、細胞分化を制御する転写因子であるヒトCCAAT/エンハンサー結合タンパク質ベータを検出します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	C/EBPB ウサギmAb
別名	TCF5; IL6DBP; NF-IL6; C/EBP-beta; C/EBPB
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	1051
遺伝子ID	1051
免疫原	合成ペプチド ヒトC/EBPB (P17676) のアミノ酸246-345領域内の配列に相当する合成ペプチド。
起源	ウサギ
分類	モノクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P17676
タンパク質分子量	36kDa
発送方法	保冷剤