

Wb、Ihc-P、Elisa用抗C/Ebpbポリクローナル抗体 - P17676

商品番号: CM0014102



前書き

C/EBPB (NF-IL6) を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットのC/EBPBを検出します。転写調節、炎症、脂肪細胞分化に関する研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	C/EBPBウサギpAb
備考/別名	TCF5、IL6DBP、NF-IL6、C/EBP-beta
種	ヒト
GeneID (ヒト)	1051
免疫原	ヒトC/EBPB (NP_005185.2) のアミノ酸171～216に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P17676
タンパク質分子量	36 kDa
輸送	保冷バッグ