

Anti-Cebpgポリクローナル抗体（Wb用） - P53567

商品番号: CM0029926

前書き

CEBPG転写因子は免疫関連遺伝子を制御します。このウサギポリクローナル抗体は、WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAにおいてヒトおよびマウスのCEBPGを検出し、遺伝子制御の研究を可能にします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CEBPG Rabbit pAb
備考/別名	GPE1BP; IG/EBP-1; CEBPG
種	ヒト
GeneID (ヒト)	1054
GeneID	1054
免疫原	ヒトCEBPG (NP_001797.1) のアミノ酸1-150に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P53567
タンパク質分子量	16kDa
配送	アイスバッグ