

WbおよびElisa用抗Celポリクローナル抗体 - P19835

商品番号: CM0028476



前書き

WBおよびELISAで検証済みのウサギ抗CELポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットサンプル中のCELを検出します。脂質消化および腭機能の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CEL ウサギ pAb
備考/別名	BAL; FAP; BSDL; BSSL; CELL; FAPP; LIPA; CEase; MODY8; CEL
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	1056
遺伝子ID	1056
免疫原	ヒトCEL (NP_001798.2) のアミノ酸350-550に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P19835
タンパク質分子量	79kDa
配送	保冷剤